

FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR

DINO

GARANTIES (dans des conditions «normales» d'utilisation)

• Châssis métal fixe = **2 ans** • Moteur(s) = **2 ans** • Mécanisme / structure bois = **2 ans**

Transformateur / Télécommande = **2 ans**

COMPOSANTS

Suspension et garniture

- Suspension : sangles entrecroisées en élastomère + ressorts ensachés sur assise
- Assise : mousse de polyuréthane de densité 22 kg/m3
- Dossier : mousse de polyuréthane de densité 22 kg/m3

Structure

- Tube acier peint en noir, carcasse bois et panneau de particules

Pièces Electriques CE


- Transformateur : tension Input AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A / Output DC 29V 2A
- Vérin : CE
- Télécommande 2 boutons presseoir

Revêtement

- Composition : tissu 100% polyester
- Martindale : 20 000 tours
- Spécificités : revêtement nouvelle génération « Anti Stain » avec traitement **déperlant** pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il est **« respirant »**, répond à la norme retardant au feu EN1021-1 (test de la cigarette).


Pour enlever la poussière, utilisez un aspirateur. Toute tache ou salissure doit être nettoyée rapidement avec une solution de savon neutre à l'aide d'un chiffon en effectuant des mouvements circulaires fluides.

POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 58 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier relevé «droit» (inclinaison mini))

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Continuité assise-repose pieds pour un repose jambes continu

Options possibles	Accessoires
Batterie Lithium pour un fonctionnement sans fil apparent	Protège fauteuil intégral




Pour un confort sans fil,
batterie rechargeable au lithium

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chine • Poids : 49kg
Distributeur en France : Medtrade SAS

ADAPTÉ POUR
LES PERSONNES



jusqu'à
1.75m
Max 100kg

TISSU R



Taupe

RÉF.111-29

code EAN : 3701183211296

Garantie

LA SOCIETE GARANTIT LE 1ER UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION.

La société choisira entre l'option de réparer la pièce ou d'échanger la pièce défectueuse, dans la mesure où les conditions normales d'utilisation ont été respectées. Toute application de la garantie doit faire l'objet d'une autorisation préalable de Medtrade. LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT (du fauteuil/canapé ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic

La garantie s'applique pour des conditions normales d'utilisation

A TITRE D'EXEMPLE, LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Aux pièces d'usure et notamment les revêtements (Tissus, velours, microfibres, cuir vinyle/PU...).
- Aux mécanismes de ciseaux/pantographes tordus ou cassés à la suite d'une mauvaise utilisation. (Exemple : entrée ou sortie du fauteuil lorsque le repose pieds est relevé ou s'assoier sur la repose pieds lorsque ce dernier est en position relevé).
- Lorsque la pièce faisant l'objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à

des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention, modifiée ou réparée par des personnes non agréées.

- Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc (télécommande tombée sur le sol...)
- Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu'ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).
- Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre).
- Lorsque la distance d'écartement du mur n'est pas respectée.
- Lorsque l'utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil.
- Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà des limites de tolérance de poids (selon les indications de la brochure commerciale).
- Pour couvrir les coûts de visites inutiles d'un réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défaillante, mauvaise utilisation/informations-enseignements sur le produit).

DINO

FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR



AXEL CONFORT

Une marque de la société MEDTRADE - S.A.S au capital de 400 000€ - 70, rue du Moulin Vedel - 30900 Nîmes
RCS Nîmes 444 897 128 - TVA intra : FR 11 444 897 128 - IBAN FR76 1660 7003 5008 1217 1958 681



FONTENAY

ZAC de Fregy
4, rue Marguerite Perey
77610 FONTENAY-TRESIGNY
Tél. : 09 71 16 87 94
commercial.fontenay@medtrade.fr

VOS CONTACTS

Nord - Champagne - Haute Normandie
Stéphane LUCHART / 06.11.62.16.22
luchart.stephane@wanadoo.fr

Sud Ouest

Rodolphe FONTENEAU
rodolphe.fonteneau@medtrade.fr / 06.59.93.99.00

Est - Bourgogne - Franche Comté

Mathis CUNIN
Mathis.CUNIN@medtrade.fr / 06.32.01.49.59

Ouest - Centre Ouest - Val de Loire
Thierry JOURDAS / 07.64.19.50.68
thierry.jourdas@medtrade.fr

IdF

Jeanne MILLER / 06.98.36.68.24
jeanne.miller@medtrade.fr

Sud Est

Marlène de FROIDCOURT / 07.60.38.29.05
marlene.defroidcourt@medtrade.fr

Occitanie (30-34-11-66) Ruben
THEVENET / 07.65.28.11.68
commercial.nimes@medtrade.fr