

FAUTEUIL RELEVEUR 4 MOTEURS (RÉGLAGE TÊTIÈRE ET LOMBAIRE)
ZÉRO GRAVITÉ + EXTENSION REPOSE-PIEDS

PORTOFINO

GARANTIES (dans des conditions «normales» d'utilisation)

• Châssis métal fixe = **2 ans** • Moteur(s) = **2 ans** • Mécanisme / structure bois = **2 ans**

Transformateur / Télécommande = **2 ans**

COMPOSANTS

Suspension et garniture

- Suspension : ressorts type « NOSAG » anti affaissement + ressorts ensachés hélicoïdaux et verticaux
- Assise : mousse de polyuréthane de densité 40Kg/m³
- Accoudoirs : mousse de polyuréthane de densité 28 Kg/m³
- Dossier : ressorts type « NOSAG » anti affaissement + fibres nylon

Structure

- Tube acier peint en noir, carcasse bois et panneau de particules.

Pièces Electriques CE

- Transformateur : tension : Input AC220-240V AC /50/60Hz/ 2.0A / Output DC 29V 1.8A
- Vérin : DC 24V / 72 W
 - Moteur principal Push 6000 N
 - Moteur dossier Push 4000 N
- Télécommande : filaire 10 touches

Revêtement

TISSU FINITION POLAIRE

- Composition : Tissu 100% polyester finition flanelle et polaire 400g/m2
- Martindale : 40 000 tours
- Spécificités : Nouveau tissu « Sweety » doux et moelleux -
- Répond à la norme OEKO-TEX Standard 100 garantissant son innocuité et l'absence dans sa composition de 100 substances identifiés comme potentiellement nocives ou toxiques pour la santé et l'environnement. Pour enlever la poussière, utilisez un aspirateur. Toute tache ou salissure doit être nettoyée rapidement avec une solution de savon neutre à l'aide d'un chiffon en effectuant des mouvements circulaires fluides.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Dossier confort grâce à ses contreforts latéraux pour un parfait positionnement du dos et à son appui tête intégré.
- 4 moteurs = fauteuil releveur 2 moteurs + 1 moteur pour l'inclinaison de la tête (déport Maxi 13 cm) + 1 moteur pour le maintien/renfort du «creux lombaire"
- Extension de repose-pied de 6 cm
- La position Zéro gravité place l'utilisateur en légère inclinaison, jambes surélevées au niveau ou légèrement au-dessus du cœur, ce qui diminue la pression sur la colonne, les lombaires et les articulations pour un confort prolongé et une meilleure circulation. Inspirée de la posture neutre développée par la NASA, cette cinématique offre une sensation de quasi-apesanteur, particulièrement adaptée aux personnes en recherche de soulagement thérapeutique (douleurs dorsales, jambes lourdes, fatigue).

Options possibles	Accessoires
Batterie Lithium rechargeable	Protège fauteuil intégral




Pour un confort sans fil,
batterie rechargeable au lithium


INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chine • Poids : 54 Kg
Distributeur en France : Medtrade SAS


ADAPTÉ POUR
LES PERSONNES



DIMENSIONS FAUTEUIL 4 MOTEURS (TECHNIC) EN CM. + OU - 2CM



POSITIONS FAUTEUIL




Ecartement** du mur : 60 cm
(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier relevé «droit» (inclinaison mini))

TISSU FINITION POLAIRE



Beige



Marron glacé

FAUTEUILS

Beige

4 MOTEURS
RÉF. : 128-70
code EAN 3701183228706

Marron glacé

4 MOTEURS
RÉF. 128-71
code EAN 3701183228713

Garantie

LA SOCIETE GARANTIT LE 1ER UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION.
La société choisira entre l'option de réparer la pièce ou d'échanger la pièce défectueuse, dans la mesure où les conditions normales d'utilisation ont été respectées. Toute application de la garantie doit faire l'objet d'une autorisation préalable de Medtrade. LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT (du fauteuil/canapé ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic
La garantie s'applique pour des conditions normales d'utilisation A TITRE D'EXEMPLE, LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :
• Aux pièces d'usure et notamment les revêtements (Tissus, velours, microfibres, cuir vinyle/PU...),
• Aux mécanismes de ciseaux/pantographes tordus ou cassés à la suite d'une mauvaise utilisation. (Exemple : entrée ou sortie du fauteuil lorsque le repose pieds est relevé ou s'assoit sur la repose pieds lorsque ce dernier est en position relevé).
• Lorsque la pièce faisant l'objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à

des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention, modifiée ou réparée par des personnes non agréées.
• Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc (télécommande tombée sur le sol...)
• Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu'ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).
• Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre).
• Lorsque la distance d'écartement du mur n'est pas respectée.
• Lorsque l'utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil.
• Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà des limites de tolérance de poids (selon les indications de la brochure commerciale).
• Pour couvrir les coûts de visites inutiles d'un réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défectueuse, mauvaise utilisation/informations-enseignements sur le produit).

PORTOFINO

**FAUTEUIL RELEVEUR 4 MOTEURS (RÉGLAGE TÊTIÈRE ET LOMBAIRE)
ZÉRO GRAVITÉ + EXTENSION REPOSE-PIEDS**



Axel Confort
A MEUBLEMENT

AXEL CONFORT

Une marque de la société MEDTRADE - S.A.S au capital de 400 000€ - 70, rue du Moulin Vedel - 30900 Nîmes
RCS Nîmes 444 897 128 - TVA intra : FR 11 444 897 128 - IBAN FR76 1660 7003 5008 1217 1958 681

VOS CONTACTS

Fontenay-Trésigny

AXEL CONFORT
ZAC de Fregy
4, rue Marguerite Perey
77610 FONTENAY-TRESIGNY
Tél : 09 71 16 87 94
commercial.fontenay@medtrade.fr

Nord - Champagne - Haute Normandie

Stéphane LUCHART / 06.11.62.16.22
luchart.stephane@wanadoo.fr

Sud Ouest

Rodolphe FONTENEAU
rodolphe.fonteneau@medtrade.fr / 06.59.93.99.00

Est - Bourgogne - Franche Comté

Mathis CUNIN
Mathis.CUNIN@medtrade.fr / 06.32.01.49.59

Ouest - Centre Ouest - Val de Loire

Thierry JOURDAS / 07.64.19.50.68
thierry.jourdas@medtrade.fr

IdF

Jeanne MILLER / 06.98.36.68.24
jeanne.miller@medtrade.fr

Sud Est

Marlène de FROIDCOURT / 07.60.38.29.05
marlene.defroidcourt@medtrade.fr

Occitanie (30-34-11-66)

Ruben
THEVENET / 07.65.28.11.68
commercial.nimes@medtrade.fr

Axel Confort
A MEUBLEMENT

