

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS 150kg

SALZBOURG

GARANTIES (dans des conditions «normales» d'utilisation)

• Châssis métal fixe = **2 ans** • Moteur(s) = **2 ans** • Mécanisme / structure bois = **2 ans**

Transformateur / Télécommande = **2 ans**

COMPOSANTS

Suspension et garniture

- Suspension : ressorts type NOSAG anti affaissement + ressorts verticaux ensachés hélicoïdaux
- Assise : mousse de polyuréthane de densité 50g/m³
- Accoudoirs : mousse de polyuréthane de 24 kg/m³
- Dossier : fibres nylon

Structure

- Châssis métal et structure en bois massif (Eucalyptus)

Pièces Electriques CE

- Transformateur : tension Input AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/ Output DC 29V 2A
- Vérins : DC 29V / 58 W Moteurs Push 6000 N
- Télécommande « 6 touches »

Revêtement

- Composition : tissu 100% polyester
- Martindale : test résistance à l'abrasion 20 000 tours
- Spécificités : revêtement nouvelle génération « Anti Stain » avec traitement **déperlant** pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il est **« respirant »**, répond à la norme **anti-feu** EN1021-1 (test de la cigarette). **Conforme aux exigences « Reach »** de non utilisation de substances chimiques nocives pour la santé et l'environnement dans les traitements du revêtement.

Toute tache ou salissure doit être nettoyée rapidement avec une solution de savon neutre à l'aide d'un chiffon en effectuant des mouvements circulaires fluides

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Mécanisme renforcé spécial forte corpulence pour supporter jusqu'à 150Kg
- Continuité assise repose pieds pour un maintien contigu du segment jambier
- 2 moteurs pour un fonctionnement indépendant du dossier et de l'assise et donc, une combinaison infinie de positions

Options possibles	Accessoires
Batterie Lithium rechargeable	Protège fauteuil intégral



Pour un confort sans fil,
batterie rechargeable au lithium

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chine • Poids : 59kg
Distributeur en France : Medtrade SAS

TISSU EASYCLEAN




Anthracite
RÉF. 114-27
code EAN 3701183214273




Taupe
RÉF. 114-29
code EAN 3701183214297

POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 65cm
(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier relevé «droit» (inclinaison mini))

ADAPTÉ POUR
LES PERSONNES



Jusqu'à
1.80m
Max 150kg

Garantie

LA SOCIÉTÉ GARANTIT LE 1ER UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION.
La société choisira entre l'option de réparer la pièce ou d'échanger la pièce défectueuse, dans la mesure où les conditions normales d'utilisation ont été respectées. Toute application de la garantie doit faire l'objet d'une autorisation préalable de Medtrade. LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT (du fauteuil/canapé ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic
La garantie s'applique pour des conditions normales d'utilisation
A TITRE D'EXEMPLE, LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :
• Aux pièces d'usure et notamment les revêtements (Tissus, velours, microfibres, cuir vinyle/PU...),
• Aux mécanismes de ciseaux/pantographes tordus ou cassés à la suite d'une mauvaise utilisation. (Exemple : entrée ou sortie du fauteuil lorsque le repose pieds est relevé ou s'assoit sur la repose pieds lorsque ce dernier est en position relevé).
• Lorsque la pièce faisant l'objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à

des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention, modifiée ou réparée par des personnes non agréées.
• Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc (télécommande tombée sur le sol...)
• Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu'ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).
• Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre).
• Lorsque la distance d'écartement du mur n'est pas respectée.
• Lorsque l'utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil.
• Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà des limites de tolérance de poids (selon les indications de la brochure commerciale).
• Pour couvrir les coûts de visites inutiles d'un réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défaillante, mauvaise utilisation/informations-enseignements sur le produit).

SALZBOURG

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS 150 kg



AXEL CONFORT

Une marque de la société MEDTRADE - S.A.S au capital de 400 000€ - 70, rue du Moulin Vedel - 30900 Nîmes
RCS Nîmes 444 897 128 - TVA intra : FR 11 444 897 128 - IBAN FR76 1660 7003 5008 1217 1958 681

VOS CONTACTS

Fontenay-Trésigny

AXEL CONFORT
ZAC de Fregy
4, rue Marguerite Perey
77610 FONTENAY-TRESIGNY
Tél : 09 71 16 87 94
commercial.fontenay@medtrade.fr

Nord - Champagne - Haute Normandie

Stéphane LUCHART / 06.11.62.16.22
luchart.stephane@wanadoo.fr

Sud Ouest

Rodolphe FONTENEAU
rodolphe.fonteneau@medtrade.fr / 06.59.93.99.00

Est - Bourgogne - Franche Comté

Mathis CUNIN
Mathis.CUNIN@medtrade.fr / 06.32.01.49.59

Ouest - Centre Ouest - Val de Loire

Thierry JOURDAS / 07.64.19.50.68
thierry.jourdas@medtrade.fr

IdF

Jeanne MILLER / 06.98.36.68.24
jeanne.miller@medtrade.fr

Sud Est

Marlène de FROIDCOURT / 07.60.38.29.05
marlene.defroidcourt@medtrade.fr

Occitanie (30-34-11-66) Ruben
THEVENET / 07.65.28.11.68
commercial.nimes@medtrade.fr

