

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS
FAUTEUIL RELEVEUR 4 MOTEURS

SHETLAND

GARANTIES (dans des conditions «normales» d'utilisation)

• Châssis métal fixe = **2 ans** • Moteur(s) = **2 ans** • Mécanisme / structure bois = **2 ans**

Transformateur / Télécommande = **2 ans**

COMPOSANTS

Suspension et garniture

- Suspension : Ressorts type NOSAG + ressorts ensachés hélicoïdaux et mousse de polyuréthane de densité 30g/m3
- Assise : mousse de polyuréthane de densité 30kg/m3
- Accoudoirs : mousse de polyuréthane de densité 24g/m3
- Dossier : fibres nylon et mousse de polyuréthane de densité 24g/m3

Structure

- Structure en panneaux de particules et bois massif (pin)

Pièces Electriques CE

- Transformateur : tension Input AC100-240V
AC /50/60Hz/ 2.0A / Output DC 29V 2A
- Vérin : CE
- 1 moteur pour l'inclinaison du dossier
- 1 moteur d'assise pour le repose-pied et la fonction releveur
- 1 moteur pour l'inclinaison de la tête (déport max. de 13cm (en versions 4 moteurs))
- 1 moteur pour le maintien/renfort du creux lombaire (en versions 4 moteurs)
- Télécommande 6 boutons presseur (ou 10 boutons en version 4 moteurs)

Revêtement

- Composition : Tissu 100% polyester 450 g/m2 avec finition tissu polaire
- Test Martindale : résistance à l'abrasion = 40 000 tours
- Propriétés : Répond à la norme OEKO-TEX Standard 100 garantissant son innocuité et l'absence dans sa composition de 100 substances identifiés comme potentiellement nocives ou toxiques pour la santé et l'environnement.

Pour enlever la poussière, utilisez un aspirateur. Toute tache ou salissure doit être nettoyée rapidement avec une solution de savon neutre à l'aide d'un chiffon en effectuant des mouvements circulaires fluides.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Continuité assise repose pieds
- 2 moteurs pour un fonctionnement indépendant du dossier et de l'assise et donc, une combinaison infinie de positions
- 4 moteurs = fauteuil releveur 2 moteurs + 1 moteur pour l'inclinaison de la tête (déport Maxi 13 cm) + 1 moteur pour le maintien/renfort du « creux » lombaire

Options possibles	Accessoires
Batterie Lithium rechargeable	Protège fauteuil intégral




Pour un confort sans fil,
batterie rechargeable au lithium

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chine • Poids : 46kg (version 2 moteurs)
51kg (version 4 moteurs)


Distributeur en France : Medtrade SAS

POSITIONS



(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)


DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 70 cm

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier relevé «droit» (inclinaison mini))

ADAPTÉ POUR
LES PERSONNES



TISSU FINITION POLAIRE



Anthracite

RÉF. 406-13 (Version 2 moteurs)

code EAN 3701183206131

RÉF. 408-13 (Version 4 moteurs)

code EAN 3701183208135

Garantie

LA SOCIETE GARANTIT LE 1ER UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION.

La société choisira entre l'option de réparer la pièce ou d'échanger la pièce défectueuse, dans la mesure où les conditions normales d'utilisation ont été respectées. Toute application de la garantie doit faire l'objet d'une autorisation préalable de Medtrade. LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT (du fauteuil/canapé ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic

La garantie s'applique pour des conditions normales d'utilisation
A TITRE D'EXEMPLE, LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Aux pièces d'usure et notamment les revêtements (Tissus, velours, microfibres, cuir vinyle/PU...).
- Aux mécanismes de ciseaux/pantographes tordus ou cassés à la suite d'une mauvaise utilisation. (Exemple : entrée ou sortie du fauteuil lorsque le repose pieds est relevé ou s'asseoir sur la repose pieds lorsque ce dernier est en position relevé).
- Lorsque la pièce faisant l'objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à

des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention, modifiée ou réparée par des personnes non agréées.

- Lorsque les composants électriques ont fait l'objet de choc (télécommande tombée sur le sol...)
- Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu'ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).
- Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre).
- Lorsque la distance d'écartement du mur n'est pas respectée.
- Lorsque l'utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil.
- Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà des limites de tolérance de poids (selon les indications de la brochure commerciale).
- Pour couvrir les coûts de visites inutiles d'un réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défectueuse, mauvaise utilisation/informations-enseignements sur le produit).

SHETLAND

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS
FAUTEUIL RELEVEUR 4 MOTEURS



AXEL CONFORT - ZAC de Fregy - 4, rue Marguerite Perey 77610 FONTENAY-TRESIGNY - France

Tél : +33 (0)9.71.16.87.94 - Fax : +33 (0)1.64.51.26.53 E-mail : commercial.fontenay@medtrade.fr

AXEL CONFORT : une marque de la société MEDTRADE - S.A.S au capital de 400 000€ - 70, rue du Moulin Vedel - 30900 Nîmes

RCS Nîmes 444 897 128 - TVA intra : FR 11 444 897 128 - IBAN FR76 1660 7003 5008 1217 1958 681

VOS CONTACTS

Fontenay-Trésigny

AXEL CONFORT
ZAC de Fregy
4, rue Marguerite Perey
77610 FONTENAY-TRESIGNY
Tél : 09 71 16 87 94
commercial.fontenay@medtrade.fr

Nord - Champagne - Haute Normandie

Stéphane LUCHART / 06.11.62.16.22
luchart.stephane@wanadoo.fr

Sud Ouest

Rodolphe FONTENEAU
rodolphe.fonteneau@medtrade.fr / 06.59.93.99.00

Est - Bourgogne - Franche Comté

Mathis CUNIN
Mathis.CUNIN@medtrade.fr / 06.32.01.49.59

Ouest - Centre Ouest - Val de Loire

Thierry JOURDAS / 07.64.19.50.68
thierry.jourdas@medtrade.fr

IdF

Jeanne MILLER / 06.98.36.68.24
jeanne.miller@medtrade.fr

Sud Est

Marlène de FROIDCOURT / 07.60.38.29.05
marlene.defroidcourt@medtrade.fr

Occitanie (30-34-11-66)

Ruben
THEVENET / 07.65.28.11.68
commercial.nimes@medtrade.fr

